

車いす安全整備・修理・点検

プロの整備士による

OHDEN

車いす安全整備・修理・点検サービス



「車いす」の不具合を放置していませんか？

下記は、日常の点検やメンテナンスで発見できるはずの不具合例です。そのまま放置して使用すると重大な人身事故につながる可能性があります。まずは使用を中止し、正しく修理・整備をしていただきますようお願いいたします。

チューブ&タイヤ



タイヤ



タイヤ



タイヤ



フットサポート



介助用ブレーキ



アームサポート



キャスター



車いすの整備・修理・点検 ご相談ください。

弊社お問い合わせフォームに詳細をご記載の上、ご連絡ください。

主な修理内容

- ・ チューブ・タイヤのパンク、ひび割れ
- ・ タイヤの摩耗、硬化、ひび割れ（接地面・側面）
- ・ フットサポートの高さ・角度の調節
- ・ 介助用ブレーキのレバーの破損
- ・ アームサポートのネジ突出、破損
- ・ キャスターのひび、摩耗、硬化、髪の毛の絡まり、回転不良